



SEGO®
www.segsoft.info

ASSIGN
Process Documentation

Einfache und schnelle Zuordnung der Sterilgutchargen zum Patienten

Behandlungsdokumentation leicht gemacht

SegoAssign bietet die papierlose, einfache und schnelle Zuordnung der Sterilisationschargen zum Patienten.

SegoAssign – die Verbindung der SegoSoft mit dem praxisinternen Patientenverwaltungssystem

- Einfache und schnelle Chargenzuordnung zur digitalen Patientenakte
- Effiziente Erweiterung für die papierlose Dokumentation des Sterilgutkreislaufs
- **Verbindung zum Praxismanagement über europaweit standardisierte Schnittstellen**
- Aufrufbar in der Praxissoftware an jedem Behandlungsplatz

► **Effizient, schnell und sicher**



SegoAssign – Einfache und schnelle Zuordnung der Sterilgutchargen zum Patienten

Wer die einfache und prozesssichere Handhabung der Dokumentationssoftware SegoSoft kennt, erhält mit der SegoAssign Behandlungsdokumentation ein Produkt, das sich wie die anderen Produkte aus dem Hause Comcotec vor allem durch seine gewohnt einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeitig exzellenter Prozesssicherheit auszeichnet.

► **Effektiv, zeit- und kostensparend**





SegoAssign – die effiziente Erweiterung für die papierlose Dokumentation des Sterilgutkreislaufs

Mit SegoAssign kann nun endlich der gesamte Sterilgutkreislauf vollständig papierlos dokumentiert werden, beginnend bei der Dokumentation der Aufbereitungsprozesse mit SegoSoft über den Ausdruck von Barcode-Etiketten zur Kennzeichnung sterilisierter Güter mit SegoLabel bis hin zur Dokumentation der Anwendung am Patienten mit SegoAssign.

com|G@|tec®

Messtechnik GmbH


1
Vollautomatische Dokumentation mit SegoSoft, dokumentierte Freigabe mit elektronisch signierten PDF-Dokumenten



2
Kennzeichnung der sterilisierten Güter mit Barcode-Etiketten durch SegoLabel



3
Zuordnung der Sterilisations-Chargennummer zum Patienten durch Aufruf von SegoAssign aus der Behandlungsakte des Patienten



Per Fax an **comcotec: +49 (89) 3270 889-89**

Ich habe Interesse an SegoAssign.
Bitte informieren Sie mich.

Firma/Organisation

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte Kontakt per E-Mail:

Bitte Kontakt per Telefon:

Stempel

com|G@|tec®

Gutenbergstraße 3 | D-85716 Unterschleißheim | Phone: +49 89 3270 889-0 | Fax: +49 89 3270 889-89