

# KODAK 1500

Intraorale Videokamera

## Die neueste intraorale Imaging-Technologie

Die KODAK 1500 Intraorale Videokamera ist die ideale Kommunikationshilfe für jeden praktizierenden Zahnarzt. Elegant und benutzerfreundlich liefert unsere erste kabellose intraorale Kamera phantastische Bilder mit allen Annehmlichkeiten und Freiheiten einer Wi-Fi-Verbindung.

## Benutzerfreundlich

Das intuitive Konzept der KODAK 1500 umfasst einen echten Autofokus und eine automatische Lichtquelle, um Ihnen alle erforderlichen Ansichten zu ermöglichen – ohne zusätzliche manuelle Einstellungen. Praktische Funktionen wie beispielsweise ein direkt auf der Kamera befindlicher „Auslöser“ ermöglichen die einfache Bedienung und schnelle Bilderfassung.

## Kabellose Bewegungsfreiheit

Mit der eingebauten Wi-Fi-Funktion bietet Ihnen die KODAK 1500 absolute Bewegungsfreiheit. Mithilfe der Wireless-Technologie kann die Kamera intuitiv Daten zwischen Docking-Station und Handstück senden – ohne, dass dafür Kabel notwendig sind. Die USB-Technologie versetzt Sie in die Lage, mit der Docking-Station zwischen verschiedenen Behandlungsräumen zu wechseln – so können Sie die Kamera jederzeit und überall einsetzen.

## Hervorragende Bildqualität

Die KODAK 1500 ist sowohl für intraorale als auch extraorale Bilder ideal geeignet. Sie bietet alle Funktionen, die zur Aufnahme scharfer Bilder mit lebensechten Farben notwendig sind. Diese können dann mit den Patienten in allen Details besprochen werden. Während das aus acht LEDs bestehende Lichtsystem eine außergewöhnliche Farbqualität ermöglicht, hilft Ihnen die patentierte Autofokus-Funktion bei der perfekten Aufnahme.



## Funktionen und Merkmale der KODAK 1500:

- Patentierte, echte Autofokus-Technologie
- Wireless-Kamera für kabellose Verbindung
- Weiße LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung
- Intraorale und extraorale Aufnahmen
- Kompatibel mit Computer- und Video-Bildschirm



## Flexibles Konzept, universell einsetzbar

Als erschwingliche Lösung für jede Zahnarztpraxis ist die KODAK 1500 Kamera ein vielseitiges Werkzeug, das flexibel einsetzbar ist. Mit nur einer Kamera können Sie Einzelbilder oder ganze Videosequenzen aufnehmen, intra- und extraorale Untersuchungen durchführen und diese Bilder dann umgehend auf einem Computermonitor oder jedem videofähigen Gerät anzeigen.

## Nahtlose Integration

Mit der beigefügten KODAK Dental Bildbearbeitungssoftware können Sie Ihre Bilder und Videos problemlos verändern, speichern und verwalten. Sie brauchen nur auf den Auslöser zu drücken und schon nimmt die Kamera ein Bild auf und speichert dies automatisch auf Ihrem Computer oder auf einer SD-Karte.

## Zuverlässiger Service und Support


Sie sollen Ihre KODAK 1500 Intraorale Kamera optimal nutzen können. Unsere erfahrenen Handelspartner helfen Ihnen bei der Integration der Kamera in Ihre Praxis und beantworten Ihnen alle Fragen vor, während und nach dem Kauf.



### TECHNISCHE DATEN

Sensor:	Micron 1/2,5" CMOS 2592 (H) x 1944 (V)
Videoauflösung:	640 (H) x 480 (V)
Bildauflösung:	1280 (H) x 960 (V)
Fokusbereich:	1 mm bis unendlich
Sichtwinkel:	80°
Bildschärfe:	Autofokus
Lichtquelle:	LED-Array mit 8 weißen LEDs
Video output:	USB 2.0; TV-NTSC; TV-PAL; VGA; S-Video
Verbindung:	Schnelle USB 2.0-Schnittstelle

Wireless-Technologie: Wi-Fi (nur bei kabelloser Version verfügbar)



Um einen Termin für eine Vorführung zu vereinbaren oder weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler oder besuchen Sie unsere Website: [www.kodakdental.com](http://www.kodakdental.com)



Carestream Health

©Carestream Health, Inc. 2009.

Die Marke Kodak und die Markenelemente/-farben von Kodak werden unter Lizenz verwendet.

03/09/09