

LM

feel the  
difference

# LM ErgoMix Periopalette

## DuraGradeMAX-Superstahl



## Schonendes Titanium für Implantate **NEU!**

Eine großartige Instrumentserie für Implantaterhaltung. Die Spitzen sind aus empfindlichem, aber immer noch wirksamem Titanium, welches die Stützpfiler nicht beschädigt. Die ErgoMix Struktur stellt eine exzellente fühlbare Empfindbarkeit und optimale Stabilität sicher.



## LM ErgoMix Ersatzteile

Ersatzgriffe	
ErgoMix Griff grau	LM 9010 EM
ErgoMix Griff dunkelgrau	LM 9011 EM
Ersatz Lock Grips, 2 St.	
Orange	LM 9020 EM
Hellblau	LM 9021 EM
Grau	LM 9022 EM
Gelb	LM 9023 EM
Dunkelgrau	LM 9024 EM
Rot	LM 9025 EM

Ersatzspitzen LM-DuraGradeMAX	
Micro-Sichel L	LM 301 EM
Micro-Sichel R	LM 302 EM
Mini Syntette L	LM 215M EM
Mini Syntette R	LM 216M EM
Mini Gracey 1	LM 201M EM
Mini Gracey 2	LM 202M EM
Mini Gracey 11	LM 211M EM
Mini Gracey 12	LM 212M EM
Mini Gracey 13	LM 213M EM
Mini Gracey 14	LM 214M EM

Ersatzspitzen Titanium	
Implant Mini Universal Kurette L	LM 283MTI EM
Implant Mini Universal Kurette R	LM 284MTI EM
Implant Mini Gracey 1	LM 201MTI EM
Implant Mini Gracey 2	LM 202MTI EM
Implant Mini Gracey 11	LM 211MTI EM
Implant Mini Gracey 12	LM 212MTI EM
Implant Mini Gracey 13	LM 213MTI EM
Implant Mini Gracey 14	LM 214MTI EM

LM-Instruments Oy  
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)  
FI-21601 Parainen  
Tel. +358 2 4546 400  
Fax +358 2 4546 444  
info@lminstruments.com  
www.lminstruments.com

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler!

0310/de

LM

feel the  
difference

LM ErgoMix



Scharf bleiben & umweltfreundlich sein  
mit austauschbaren Spitzen

## Renommierter LM Ergonomie

Den umweltfreundlichen Weg zur Schärfe nehmen

Die neue Handinstrumentserie LM-ErgoMix bietet dem zahnärztlichen Team eine besonders wirtschaftliche, umweltverträgliche und ergonomische Alternative. Sie können das Schleifen vergessen, aber immer mit der besten Schneide arbeiten. Wann immer Sie denken, dass die Spitze ersetzt werden muss, einfach die Lock Grip Silikonfixierung öffnen, eine neue Spitze einlegen und die Fixierung wieder schließen. Es wird kein extra Werkzeug benötigt! Speziell legierter LM-DuraGradeMAX Superstahl garantiert eine lang anhaltende Schärfe.



### Lock Grip Fixierung – dichtschießende und sichere Konstruktion

Den LM-ErgoMix wie gewohnt benutzen, ihn wie jedes andere Instrument reinigen und sterilisieren. Die dichtschießende Konstruktion garantiert ein hohes Maß an Hygiene.



Um die Spitze auszuwechseln, die Silikonfixierung drehen. Kein Werkzeug notwendig!

### Das Auswechseln der Spitze bietet viele Vorteile:



- immer scharfe Instrumente
- minimiert den Abfall
- kein zeitaufwendiges Schleifen nötig
- ermöglicht individuelle Kombinationen der Spitzen